

赤ちゃんの股関節エコーGraf法のための

プローブ・ガイド

設計デザイン・監修

慈誠会 山根病院
小児整形外科
星野弘太郎先生

より正確な
検査が迅速に！

ケーブルタイプは
付属のマジックバンドで
2ヶ所固定できます。


どんな
プローブにも
対応！

軽量！
1.4kg


Tilting Errorによる
誤診を防ぐ！

収納時は
B4サイズに

Graf法に有害な
TiltingとRockingを解消！



Graf法に必要なSlidingとRotatingのみを許容します。



使用例



このガイドを使用しても標準画像が出ないときには、赤ちゃんの体位のみが問題となり、操作に迷いなくなります。

プローブ・クランプは
2wayの把持が可能で
あらゆる機種に対応！



現在正式なGraf法ではプローブ・ガイドは必須とされ、フリーハンドによるものとは区別されています。

詳しい製品情報は、下記までお問い合わせください。

製造

株式会社日進ProSOL ヒカワ工場

〒699-0502 島根県出雲市斐川町莊原3168 TEL 0853-72-0355 FAX 0853-72-4803

販売

中村ブレイス株式会社 世界遺産・石見銀山 | NAKAMURA BRACE CO.,LTD.

本社 〒694-0305 島根県大田市大森町ハ132 TEL 0854-89-0231 FAX 0854-89-0018

東京事務所 〒158-0097 東京都世田谷区用賀4-10-3 世田谷ビジネススクエアヒルズII 2F-25号

TEL 03-3709-9361 FAX 03-3709-9362

E-mail nakamura@nakamura-brace.co.jp ホームページ <https://www.nakamura-brace.co.jp/>

WEB



FACEBOOK



INSTAGRAM

